

ORTHO TEAM

WIR BEWEGEN MEHR



VERSCHIEDENE VERSORGUNGSHILFSMITTEL ORTHO-TEAM





LARS KÄSER

MEINE STÄRKEN

Mit Gespür und Fachwissen die für den Kunden individuelle beste Lösung finden.

MEIN ZIEL

Durch Teamarbeit zwischen Arzt, Physiotherapeut, Orthopädietechniker und Kunden kann ich passgenaue Produkte anfertigen und massgeblich zur Steigerung der Lebensqualität beitragen.





SPRUNGGELENK

MALLEO SPRINT

Behandlung von Bandinstabilität in OSG und USG. Querverlaufende Velcrobänder verhindern die Pronation und Supination.





KNIE

KNIEBANDAGE GENUTRAIN

Kniebandage mit leicht seitlicher stützender Stabilisierung

KNIEBEWEGUNGSSCHIENE (CTB)

Leichtauftragende, stabile Knieorthese nach Mass (Carbon) sehr leicht mit 300gr.

KNIESTABILISATIONSBRACE (POST-OP GENUSCHIENE)

Fixe, ruhigstellende (keine Bewegungsmöglichkeit) Kniestabilisierungsschiene mit seitlicher Schienenführung und Velcroverschlüssen





RÜCKEN / SKOLIOSE

LUMBALBANDAGE

Das Lendenmieder ist eine anatomisch formgestrickte Aktivbandage. Komfortables anziehen durch Klettverschlüsse mit Handschlaufen.

SKOLIOSEKORSETT

Das Chêneau-Korsett ist ein massgefertigtes Schalenkorsett welches rundum gefasst ist. Die Öffnung befindet sich vorne.





SCHULTER

ULTRASLING

Schulterorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenkes, in Abduktionsstellung.

OMOLOC

Stabilorthese zur Ruhigstellung der Schulter.





HAND / ELLENBOGEN

DAUMEN - HANDGELENKSORTHESE

Konfortable, stabilisierende Bandage für Daumen- und Handgelenk.

ELLENBOGENBANDAGE EPITRAIN

Bandage mit Silikonpolster zur gezielten Druckausübung über dem Muskelbauch, dies führt zur Entlastung der Muskelansätze.





SCHUHE

FINN COMFORT PROPHYLAXE

Schuhe mit grosszügigem Volumen im Vorfussbereich. Keine Nähte welche Druckbelastungen auslösen können. Sehr bequem.





FUSS

HALLUX VALGUS NACHTLAGERUNGSSCHIENE

Stabilorthese zur Korrektur der Grosszehenfehlstellung (Dehnung)

DRUCKSCHUTZ FÜR ZEHEN

Entlastung von Druckstellen zwischen und auf den Zehen.

SCHUHEINLAGEN

Dieser Bereich umfasst verschiedene Typen von Schuheinlagen für dein breites Spektrum von verschiedenen Schuhen, die im Alltag Verwendung finden.





REHA

ROLLSTUHL

Standardrollstühle sind einfach zu handhaben und mit Faltoption

SITZEN

Toilettenaufsatz

ALLTAGSHILFEN


Verschiedene Alltagshilfen, z.B eine Greifzange



W I R B E W E G E N M E H R

BERN

ORTHO-TEAM AG | Effingerstrasse 37 | CH-3008 Bern
T. 031 388 89 89 | F. 031 382 34 81 | info@ortho-team.ch



ORTHO TEAM

ÖFFNUNGSZEITEN
MO – FR 08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

Invalidenparkplätze
vorhanden

— Tram Nr. 3/6/7/8
1 Haltestelle Kocherpark
2 Haltestelle Kaufmännischer Verband
... Fussweg InseleSpital ORTHO-TEAM AG