

LEGHOLDER RX[®] CE

Необходимое вспомогательное устройство для операции коленного сустава!

Шесть различных устойчивых положений. В сочетании с боковой поддержкой до середины бедра позволяет заменить ассистента при проведении операции. Рентгенопрозрачный. Не требуя стерилизации устанавливается под операционным покрытием.



LegholderRX® обеспечивает во время операции устойчивое состояние коленного сустава при сгибании его в различных положениях. С помощью ремней на липучках можно LegholderRX® легко установить прямо на операционном столе под стерильным защитным полотном. Это вспомогательное позиционирующее устройство в сочетании с боковой поддержкой у середины бедра является чрезвычайно полезным при открытых и артроскопических операционных вмешательствах, таких как эндопротезирование, остеотомия, реконструкции связок, мениски, коленная хирургия т.д. и таким образом оно позволяет заменить хирургического ассистента. Движения в голеностопном суставе свободны, лодыжки и середина голеностопного сустава для определения оси легко отыскивается. Поскольку для LegholderRX® С были использованы рентгенопрозрачные материалы, соответственно рентгеноскопический контроль возможен в любое время.



ВЫПОЛНЕНИЕ

- Размеры: 490 x 240 x 200 мм
- Вес: 3 кг с двумя прочными ремнями на липучках
- Рентгенопрозрачный
- Качественный стабильный пластик
- Прочная, без латекса обивка
- Легко чистится, устойчив по отношению к современным чистящим средствам