

LEGHOLDER RX[®]CE

Das unentbehrliche Hilfsmittel für Operationen des Kniegelenks!

6 verschiedene stabile Positionen. In Kombination mit einer Seitenstütze auf Mitte des Oberschenkels kann ein Assistent eingespart werden. Röntgendurchlässig. Wird unsteril unter den Abdecktüchern montiert.



Der LegholderRX® erlaubt die intraoperative stabile Lagerung des Kniegelenks in 6 verschiedenen Beugestellungen. Mit den Velcrogurten kann der LegholderRX® einfach direkt am Operationstisch unter der sterilen Abdeckung befestigt werden. Diese Lagerungshilfe mit einer Seitenstütze am Oberschenkel ist äußerst hilfreich bei offenen und arthroskopischen Eingriffen wie

Endoprothetik, Umstellungsosteotomien Kreuzbandrekonstruktionen, Meniskus- und Patellachirurgie usw. und ersetzt eine Operationsassistentin. Bewegungen im OSG sind frei, die Malleolen und die Mitte des Sprunggelenks zur Achsenbestimmung sind gut auffindbar. Da für den LegholderRX® röntgendurchlässige Materialien verwendet wurden, ist eine Durchleuchtungskontrolle jederzeit möglich



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 490 x 240 x 200mm
- Gewicht: 3kg inklusive 2 robuste Velcrogurten
- Röntgendurchlässig
- Hochwertiger stabiler Kunststoff
- Widerstandsfähige, latexfreie Polsterung
- Gut zu reinigen, inert gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln