

# LEGHOLDER RX<sup>®</sup>CE

الأداة التي لا غنى عنا لعمليات مفصل الركبة!

٦ مواضع ثابتة مختلفة. في تركيبه مع الدعم الجانبي في منتصف الفخذ، يمكن الاستغناء عن مساعد طبيب أثناء العملية. نفاذ للأشعة السينية. يركب غير معقم تحت الأغطية.



Wirz Ortho Mechanics, Bernstrasse 1, CH-3076 Worb, Tel: +41318324353; Fax +41318324354



Mobile +41796306644, [www.wirz-ortho.ch](http://www.wirz-ortho.ch); [mechanik@wirz-ortho.ch](mailto:mechanik@wirz-ortho.ch)

Swissmedic CH-201505-0035

باستخدام دعامة الفخذ مفيدة للغاية

العمليات المفتوحة والمنظارية مثل  
المفاصل الصناعية المفصليّة، وإعادة  
تشكيل الخلايا العظمية، وإعادة بناء  
الرباط الصليبي، وجراحة الرئة وجراحة  
الرضفة، إلخ.

يتيح LEGHOLDER RX<sup>®</sup> تحديد موضع ثابت أثناء  
في

العملية لمفصل الركبة في 6 حالات مختلفة  
بفضل حزام الفيلكرو، يمكن توصيل LEGHOLDER RX<sup>®</sup>  
مباشرةً بسهولة إلى طاولة العمليات تحت الغطاء  
المعقم. هذه المساعدة لتحديد المواقع



#### معلومات تقنية

- القياس: ٢٠٠ x ٢٤٠ x ٤٩٠ مم
- الوزن: ٣ كغ مع ٢ اشرطة فيلكرو قوية
- نفاذ للأشعة السنية
- بلاستيك ثابت عالي الجودة
- حشوة دائمة خالية من مادة اللاتكس
- سهلة التنظيف، خاملة الى التجارية المعتادة
- مادة التنظي